



PLATFORMY



ALFA

platforma stabilometryczna

Alfa to nowoczesna platforma stabilometryczna umożliwiająca zarówno ocenę, jak i trening równowagi pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Urządzenie to pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach głowy, udarach, a także chorujących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i dysfunkcje mięśniowe. Ponadto przyspiesza rekonwalescencję po skręceniach i złamaniach stawu skokowego, kolanowego i biodrowego. Alfa umożliwia również terapię pacjentów po amputacjach kończyn dolnych. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego odpowiedzialnego m.in. za kontrolę równowagi.

Dzięki tym właściwościom, platforma Alfa jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Platforma Alfa współpracuje z oprogramowaniem, dzięki czemu pacjent widzi stawiane przed nim wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację.



DIAGNOSTYKA



TERAPIA



KOORDYNACJA



OCENA
DYSTRYBUCJI
OBCIĄŻEN



BIOFEEDBACK
dźwięk



BIOFEEDBACK
obraz



Możliwości:

- ocena parametrów statycznych i dynamicznych związanych z utrzymaniem równowagi na stabilnym podłożu
- możliwość analizy COP podczas testów i treningów
- szablony testów i programów treningowych oraz możliwość tworzenia własnych ćwiczeń ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
- obiektywizacja procesu rehabilitacji
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta

Korzyści:

- poprawa zmysłu równowagi
- nauka prawidłowej postawy ciała
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Oprogramowanie:

- łatwe w obsłudze,
- w pełni parametryzowalne
- zintegrowane z kartoteką pacjenta
- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów

Dane techniczne:

- wymiary 550 x 550 x 80
- waga 27 kg

Standardowe wyposażenie:

- platforma stabilometryczna
- podest z poręczą
- statyw z kamerą
- oprogramowanie PC
- stojak z zabudowanym komputerem i monitorem
- niezbędne do poprawnego działania przewody

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl



OPÓR
ELASTYCZNY



CUBITO

rehabilitacja przedramienia i nadgarstka

Cubito wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny górnej w obrębie przedramienia i nadgarstka. Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów:

- przywodzenie/odwodzenie
- rotacja wewnętrzna/zewnętrzna
- zginanie grzbietowe/dłoniowe

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby działało z wykorzystaniem elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu, narastającego równomiernie w dalszych fazach ćwiczenia. Dzięki tym właściwościom Cubito jest szczególnie użyteczny w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatryi.

Cubito współpracuje z oprogramowaniem, dzięki czemu pacjent widzi stawiane przed nim wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację.




BIOFEEDBACK
dźwięk



BIOFEEDBACK
obraz



TERAPIA



Możliwości:

- pomiar zakresu ruchomości
- ćwiczenia dynamiczne
- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
- obiektywizacja procesu rehabilitacji
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta

Korzyści:

- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Oprogramowanie:

- łatwe w obsłudze
- w pełni parametryzowalne
- możliwość zapisania treningu i odtworzenie go w przyszłości
- zintegrowane z kartoteką pacjenta
- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów

Dane techniczne:

- wymiary 620 x 400 x 950
- waga 35 kg
- bezprzewodowa/przewodowa komunikacja urządzenia z komputerem

Standardowe wyposażenie:

- urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta
- moduł odbiornika radiowego dla PC
- oprogramowanie PC
- zestaw gum oporowych
- niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl



PLATFORMY



GAMMA

platforma dynamograficzna

Gamma to nowoczesna dwupłytkowa platforma dynamograficzna umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Gamma zapewnia profesjonalny trening sportowców oraz pacjentów z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Jej dodatkowym atutem jest możliwość dowolnego ustawienia płyt względem siebie co umożliwia ćwiczenie sportowców w określonej, ściśle związanej z ich dyscypliną sportową pozycją.

Dzięki tym właściwościom platforma Gamma jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Platforma Gamma współpracuje z oprogramowaniem, dzięki czemu pacjent widzi stawiane przed nim wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację.



DIAGNOSTYKA



TERAPIA



POPRAWA
RÓWNOWAGI



REEDUKACJA
CHODU I POSTAWY



BIOFEEDBACK
dźwięk



BIOFEEDBACK
obraz



Możliwości:

- analiza dystrybucji obciążenia w osi pionowej
- dynamiczny i statyczny pomiar obciążenia
- ocena równowagi i balansu pacjentów
- pomiar siły, prędkości i przyspieszenia
- szerokie możliwości analizy danych
- gotowe protokoły pomiarowe oraz możliwość tworzenia własnych ćwiczeń ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
- obiektywizacja procesu rehabilitacji
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta

Korzyści:

- nauka prawidłowego obciążania kończyn
- możliwość oceny siły reakcji podłoża w dowolnym ruchu
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Oprogramowanie:

- łatwe w obsłudze
- w pełni parametryzowalne
- zintegrowane z kartoteką pacjenta
- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów

Dane techniczne:

- wymiary 630 x 300 x 140 (jedna sztuka)
- waga 17 kg (jedna sztuka)

Standardowe wyposażenie:

- zestaw dwóch platform
- podest z poręczą
- stojak z zabudowanym komputerem i monitorem
- oprogramowanie PC
- zestaw dwóch kamer
- niezbędne do poprawnego działania przewody

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl



OPÓR
ELASTYCZNY



JUPITER

rehabilitacja stawu kolanowego

Jupiter wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego. Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów:

- zgięcie/wyprost

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby działało z wykorzystaniem elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu narastający równomiernie w dalszych fazach ćwiczenia. Dzięki tym właściwościom Jupiter jest szczególnie użyteczny w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Jupiter współpracuje z oprogramowaniem, dzięki czemu pacjent widzi stawiane przed nim wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację.



BIOFEEDBACK
dźwięk



BIOFEEDBACK
obraz



TERAPIA



ver_0.1/2015



Możliwości:

- pomiar zakresu ruchomości
- pomiar generowanej siły
- ćwiczenia dynamiczne
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
- obiektywizacja procesu rehabilitacji
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta

Korzyści:

- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Oprogramowanie:

- łatwe w obsłudze
- w pełni parametryzowalne
- możliwość zapisania treningu i odtworzenie go w przyszłości
- zintegrowane z kartoteką pacjenta
- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów

Dane techniczne:

- wymiary 1400 x 950 x 1400
- waga 80 kg
- bezprzewodowa/przewodowa komunikacja urządzenia z komputerem

Standardowe wyposażenie:

- urządzenie wraz z nowoczesnymi czujnikami do pomiaru kąta i siły
- moduł odbiornika radiowego dla PC
- oprogramowanie PC
- stojak z zabudowanym komputerem i monitorem
- zestaw gum oporowych
- niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl



OPÓR
ELASTYCZNY



MANIBUS

kompleksowa rehabilitacja ręki


Manibus wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji ręki. Urządzenie umożliwia wykonywanie między innymi następujących ruchów:

- zginanie palców
- chwyt cylindryczny
- chwyt wielopalcowy

Urządzenie zostało zaprojektowane tak aby działało z wykorzystaniem elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu narastający równomiernie w dalszych fazach ćwiczenia. Dzięki tym właściwościom Manibus jest szczególnie użyteczny w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatric. Ćwiczenia z wykorzystaniem Manibusu pozytywnie wpływają na poprawę zakresu ruchomości, siły i propriocepcji w obrębie dłoni oraz przyspieszają przywracanie zaburzonych funkcji układu nerwowo-mięśniowego.



TERAPIA



ver_0.1/2015



Możliwości:

- ćwiczenia dynamiczne
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta
- rozbudowa zestawu o dodatkowe przystawki
- łączenie urządzeń w celu tworzenia wieloosobowych stanowisk rehabilitacji

Korzyści:

- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Dane techniczne:

- wymiary 800 x 800 x 1200
- waga 40 kg

Standardowe wyposażenie:

- stanowisko bazowe z 3 wymiennymi przystawkami
- zestaw 5 gum oporowych

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl



OPÓR
ELASTYCZNY



MINI TENSOR

rehabilitacja kończyny górnej lub dolnej

Minitensor wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny dolnej lub górnej. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby działało z wykorzystaniem elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu narastającego równomiernie w dalszych fazach ćwiczenia.

Dzięki tym właściwościom Minitensor jest szczególnie użyteczny w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Minitensor to potężne urządzenie o bardzo małych wymiarach. Dzięki niemu wykonamy mnóstwo ćwiczeń rehabilitacyjnych, rozciągających i wzmacniających wpływających na ogólną kondycję fizyczną organizmu.




BIOFEEDBACK
dźwięk



BIOFEEDBACK
obraz



TERAPIA



ver_0.1/2015



Możliwości:

- możliwość wykonywania ćwiczeń kończyny dolnej, górnej oraz tułowia
- ćwiczenia dynamiczne: koncentryczne i ekscentryczne
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta
- poprawa koordynacji mięśniowej
- wykonywanie ćwiczeń jedną lub dwoma kończynami
- wykonywanie ćwiczeń w wielu pozycjach

Korzyści:

- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Dane techniczne:

- wymiary 1000 x 310 x 430
- waga 13 kg

Standardowe wyposażenie:


- zestaw 6 gum oporowych

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl



PLATFORMY



SIGMA

platforma balansowa

Sigma jest nowoczesnym urządzeniem do treningu równowagi i propriocepcji. Platforma została wyposażona w niezależny system oceny kąta wychYLENIA przy użyciu specjalistycznego czujnika rejestrującego każdą zmianę pozycji platformy, przetwarzającego te zmiany na odpowiedni sygnał wyjściowy i przekazujący bezprzewodowo dane w czasie rzeczywistym do komputera z oprogramowaniem.

Dzięki tym właściwościom platforma Sigma jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Platforma Sigma współpracuje z oprogramowaniem, dzięki czemu pacjent widzi stawiane przed nim wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację.



DIAGNOSTYKA



TERAPIA



KOORDYNACJA



BIOFEEDBACK
dźwięk



BIOFEEDBACK
obraz



Możliwości:

- klasyczny trening proprioceptywny
- wykonywanie ćwiczeń w jednej lub dwóch płaszczyznach
- ćwiczenia w pozycji stojącej lub siedzącej
- ćwiczenia jedno- lub obunożne
- ćwiczenia kończyn górnych
- szablony testów i ćwiczeń
- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
- obiektywizacja procesu rehabilitacji
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta

Korzyści:

- poprawa zmysłu równowagi
- poprawa stabilności tułowa
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Oprogramowanie:

- łatwe w obsłudze
- w pełni parametryzowalne
- możliwość zapisania treningu i odtworzenie go w przyszłości
- zintegrowane z kartoteką pacjenta
- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów

Dane techniczne:

- wymiary 680 x 80
- waga 4,5 kg

Standardowe wyposażenie:

- platforma balansowa
- stojak z zabudowanym komputerem i monitorem
- oprogramowanie PC
- zestaw akumulatorów i ładowarka

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl



OPÓR
ELASTYCZNY



TELKO

rehabilitacja stawu kolanowego

Telko wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów:

- zgięcie/wyprost

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby działało z wykorzystaniem elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu, który narasta równomiernie w dalszych fazach ćwiczenia. Dzięki tym właściwościom Telko jest szczególnie użyteczny w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Telko współpracuje z oprogramowaniem, dzięki czemu pacjent widzi stawiane przed nim wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację.



BIOFEEDBACK
dźwięk



BIOFEEDBACK
obraz



TERAPIA



Możliwości:

- pomiar zakresu ruchomości
- ćwiczenia dynamiczne
- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
- obiektywizacja procesu rehabilitacji
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta

Korzyści:

- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Oprogramowanie:

- łatwe w obsłudze
- w pełni parametryzowalne
- możliwość zapisania treningu i odtworzenie go w przyszłości
- zintegrowane z kartoteką pacjenta
- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów

Dane techniczne:

- wymiary 1890 x 580 x 1170
- waga 120 kg
- bezprzewodowa/przewodowa komunikacja urządzenia z komputerem

Standardowe wyposażenie:

- urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem elektronicznym
- moduł odbiornika radiowego dla PC
- oprogramowanie PC
- stojak z zabudowanym komputerem i monitorem
- zestaw gum oporowych

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl



OPÓR
ELASTYCZNY



VECTIS MINI

rehabilitacja stawu ramiennego

Vectis Mini wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny górnej w obrębie stawu ramiennego. Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów:

- rotacja wewnętrzna/zewnętrzna

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby działało z wykorzystaniem elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu, który narasta równomiernie w dalszych fazach ćwiczenia. Dzięki tym właściwościom Vectis Mini jest szczególnie użyteczny w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Vectis Mini współpracuje z oprogramowaniem, dzięki czemu pacjent widzi stawiane przed nim wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację.



BIOFEEDBACK
dźwięk



BIOFEEDBACK
obraz



TERAPIA



Możliwości:

- pomiar zakresu ruchomości
- ćwiczenia dynamiczne
- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
- obiektywizacja procesu rehabilitacji
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta

Korzyści:

- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Oprogramowanie:

- łatwe w obsłudze
- w pełni parametryzowalne
- możliwość zapisania treningu i odtworzenie go w przyszłości
- zintegrowane z kartoteką pacjenta
- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów

Dane techniczne:

- wymiary 616 x 670 x 805
- waga 27 kg
- bezprzewodowa/przewodowa komunikacja urządzenia z komputerem

Standardowe wyposażenie:

- urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem dla pomiaru kąta
- moduł odbiornika radiowego dla PC
- oprogramowanie PC
- stojak z zabudowanym komputerem i monitorem
- zestaw gum oporowych
- niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl



OPÓR
ELASTYCZNY



VECTIS

rehabilitacja stawu ramiennego

Vectis wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny górnej w obrębie stawu ramiennego. Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów:

- rotacja wewnętrzna/zewnętrzna
- odwodzenie/przywodzenie
- zgięcie/wyprost

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby działało z wykorzystaniem elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu, który narasta równomiernie w dalszych fazach ćwiczenia. Dzięki tym właściwościom Vectis jest szczególnie użyteczny w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Vectis współpracuje z oprogramowaniem, dzięki czemu pacjent widzi stawiane przed nim wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację.



BIOFEEDBACK
dźwięk



BIOFEEDBACK
obraz



TERAPIA



ver_0.1/2015



Możliwości:

- pomiar zakresu ruchomości
- pomiar generowanej siły
- ćwiczenia dynamiczne
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
- obiektywizacja procesu rehabilitacji
- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta

Korzyści:

- zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Oprogramowanie:

- łatwe w obsłudze
- w pełni parametryzowalne
- możliwość zapisania treningu i odtworzenie go w przyszłości
- zintegrowane z kartoteką pacjenta
- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów

Dane techniczne:

- wymiary 1300 x 800 x 1600
- waga 50 kg
- bezprzewodowa/przewodowa komunikacja urządzenia z komputerem

Standardowe wyposażenie:

- urządzenie wraz z nowoczesnymi czujnikami do pomiaru kąta i siły
- moduł odbiornika radiowego dla PC
- oprogramowanie PC
- stojak z zabudowanym komputerem i monitorem
- zestaw gum oporowych
- niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz

AC International East Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38A
44-190 Knurów
48 32 233 31 10

biuro@acinternational-east.pl
www.acinternational-east.pl